



Baujahr: 2018
Anzahl OP's: 2, 1 Aufwachraum

OP 1 und OP 2

ADMECO Umluftdecke ULD Typ 26/32 V6-K, differenzial

OP-Decke 2.6 x 3.2 m, mit Umluft und integrierter trockener Umluftkühlung (mit Auffangwanne und Feuchtigkeitssonde), Strömung vertikal, turbulenzarm, homogene Vermischung der kühlen Luft ab Klimazentrale mit der erwärmten Luft aus dem OP-Saal.

- Abmessung: 2537 x 3181 x 770 mm
- Aussenluftvolumenstrom: 800 m³/h
- Umluftvolumenstrom: 6130 m³/h
- Gesamtvolumenstrom: 6930 m³/h
- Umluftansaugkanäle: 2 Stk.
- Filterdichtung: Doppeldichtsystem, permanente Überwachung
- Luftverteiler: Acotex differenzial mit 2 Geschwindigkeitsbereichen
- Anzahl Ventilatoren: 6 Stk.

ADMECO LUX LED 5SL/5SL Operationsleuchte

Strömungsoptimierte OP-Leuchten – speziell entwickelt zum Einsatz unter TAV-Decken

- Beleuchtungsstärke: 2 x 160'000 lx
- Bewegungsfreiheit: 1 x 360° / 1 x 330°

ADMECO MED Medienversorgungsbrücke «I-2»

- Typ: MVB «I-2», 2-seitig
- Abmessung: 2839 x 151 x 181 mm
- Freie Durchgangshöhe: 1965 mm

ADMECO OP-Kabine zu OP-Decke

- Abmessung: 2537 x 3181 mm
- Höhe: Unterkante MFP 2100 mm
- Glasdicke VSG: 6.0 mm

ADMECO indirekte OP-Feldbeleuchtung LED

- Dimmung: DALI
- Bestückt mit: 10 Stk LED weiss, Ra > 90
- Beleuchtungsstärke im OP-Feld: 1000 lx

Schutzgradmessung mit / ohne OP-Leuchten (SG): 5,0 / 5,0 (exzellent)

Aufwachraum

ADMECO MED Medienversorgungsbrücke «I»

- Typ: MVB «I»
- Abmessung für 2 Betten: 3000 x 151 x 181 mm
- Abmessung für 1 Bett: 1800 x 151 x 181 mm



Année : 2018
2 salles d'opération, 1 salle de réveil

Salles d'opération 1 et 2

Plafond filtrant à flux d'air unidirectionnel FAU différentiel 26/32 V6-K
Plafond filtrant 2.6 x 3.2 m, diffuseur à recyclage intégré pourvu de batteries à eau froide, pour le refroidissement sec de l'air recyclé, flux vertical faible en turbulences.

- Dimensions : 2537 x 3181 x 770 mm
- Débit d'air neuf : 800 m³/h
- Débit d'air recyclé : 6130 m³/h
- Débit d'air total : 6930 m³/h
- Aspiration d'air recyclé : à 2 côtés
- Étanchéité des filtres : système à double joint, contrôle permanent (monitoring)
- Répartiteur d'air : toile micro perforée différentiel Acotex, avec 2 différentes vitesses
- Nombre de ventilateurs : 6 pcs.

ADMECO LUX LED 5SL/5SL Eclairage opératoire

Système spécialement optimisé pour l'intégration sous flux laminaire

- Intensité lumineuse : 2 x 160'000 lx
- Rotation : 1 x 360° / 1 x 330°

ADMECO MED Portique technique de distribution d'énergie et fluides «I-2»

- Type : MVB «I-2», à 2 côtés
- Dimensions : 2839 x 151 x 181 mm
- Hauteur de passage libre : 1965 mm

ADMECO Jupe de guidage type «cabine»

- Dimensions : 2537 x 3181 mm
- Hauteur : dessous du cadre à 2100 mm du sol fini
- Epaisseur de verre : 6.0 mm

ADMECO Eclairage indirect du champ opératoire LED

- Luminaires encastrés : 10 unités LED, blanc, Ra > 90
- Régulation de la lumière : DALI
- Intensité lumineuse du champ opératoire : 1000 lx

Mesure du degré de protection (SG) :

Avec / sans éclairage opératoire : 5,0 / 5,0 (excellent)

Salle de réveil

ADMECO MED Portique technique de distribution d'énergie et fluides «I»

- Type : MVB «I»
- Dimensions pour 2 lits : 3000 x 151 x 181 mm
- Dimensions pour 1 lit : 1800 x 151 x 181 mm





Year of construction: 2018
No of operating theatres: 2, 1 recovery room

OR 1 and OR 2

Recirculation air ceiling system ULD type 26/32 V6-K, differential flow

Ultra clean ventilation (UCV) system 2.6 x 3.2 m, homogeneous mixture of cool air from the central air conditioning unit with the heated recirculation air from the operating theatre (with collecting tray and humidity probe), vertical low turbulence flow.

- Outer dimensions: 2537 x 3181 x 770 mm
- Fresh air: 800 m³/h
- Recirculation air: 6130 m³/h
- Total air volume: 6930 m³/h
- Air intake ducts: 2 pcs.
- Filter seal: double sealing system, permanent monitoring
- Airflow distribution: Acotex, differential flow via single-layer tissue distributor with high core and low edge speeds
- No of ventilators: 6 pcs.

ADMECO LUX LED 5SL/5SL Surgical light

Air-stream optimised surgical lights, especially designed for use under UCV systems.

- Illumination intensity: 2 x 160'000 lx
- Range of movement: 1 x 360° / 1 x 330°

ADMECO MED Media supply bridge «I-2»

- Type: MVB «I-2», 2-sided
- Outer dimensions: 2839 x 151 x 181 mm
- Free range: 1965 mm

ADMECO Air guiding skirt type «cabin»

- Outer dimensions: 2537 x 3181 mm
- Height: MFP 2100 mm
- LSG thickness: 6.0 mm

ADMECO Indirect LED OR field lighting

- Dimming: DALI
- Equipped with: 10 units LED white, Ra > 90
- Illuminance in OR field: 1000 lx

Degree of protection (SG) with / without surgical lights : 5,0 / 5,0 (excellent)

Recovery room

ADMECO MED Media supply bridge «I»

- Type: MVB «I»
- Dimensions for 2 beds: 3000 x 151 x 181 mm
- Dimensions for 1 bed: 1800 x 151 x 181 mm