



Baujahr: 2016
Anzahl OP's: 3

OP 3 und OP 4

ADMECO Umluftdecke ULD 26/26 V3, differenzial

OP-Decke 2.6 x 2.6 m, mit Umluft, Strömung vertikal, turbulenzarm, Differenzialverteiler

- Abmessung: 2537 x 2537 x 570 mm
- Umluftansaugkanal: 1 Stk.
- Filterdichtung: Doppeldichtsystem, permanente Überwachung
- Anzahl Filter: 4 Stück H14 915 x 915 x 78 mm
2 Stück H14 915 x 610 x 78 mm
2 Stück H14 1067 x 610 x 78 mm
- Luftverteiler: Acotex differenzial mit 2 Geschwindigkeitsbereichen
- Anzahl Ventilatoren: 3 Stk.
- OP-Leuchtdurchführung: 1 Stk. mittig, ø 95 mm

OP 3, OP 4 und OP 5

ADMECO LUX LED 5S/5SL Operationsleuchte

Strömungsoptimierte OP-Leuchten – speziell entwickelt zum Einsatz unter TAV-Decken

- Beleuchtungsstärke: 2 x 160'000 lx
- Aufhängung: 1 Deckenstativ mit 2 Auslegern und 2 Federarmen
- Bewegungsfreiheit: 1 x 360° / 1 x 330°



ADMECO MED Medienversorgungsbrücke «2l»

- Typ: MVB «2l», 2-seitig / Anästhesie und Chirurgie
- Aluminium anodisiert
- Abmessung: 3483 x 151 x 181 mm
- Freie Durchgangshöhe: 1965 mm

ADMECO OP-Kabine zu OP-Decke

- Abmessung: 2537 x 2537 mm
- Höhe: Unterkante MFP 2100 mm
- Glasdicke VSG: 6.0 mm

ADMECO indirekte OP-Feldbeleuchtung

Blendfreie, dimmbare Beleuchtung des sterilen OP-Feldes

- Abmessung: 4 Stk. 2537 x 151 x 151 mm
- Bestückt mit: 8 Stück Balkenleuchten
- Beleuchtungsstärke im OP-Feld: ca. 1000 lx



Année : 2016
3 salles d'opération

Salles d'opération 3 et 4

Plafond filtrant à flux d'air unidirectionnel FAU différentiel ULD 26/26 V3

- Plafond filtrant à flux d'air 2.6 x 2.6 m, diffuseur à recyclage intégré, flux vertical faible en turbulences, diffuseur différentiel
- Dimensions : 2537 x 2537 x 570 mm
- Aspiration d'air recyclé : à 1 côté
- Étanchéité des filtres : système à double joint, contrôle permanent (monitoring)
- Nombre de filtres : 4 pcs. H14 915 x 915 x 78 mm
2 pcs. H14 915 x 610 x 78 mm
2 pcs. H14 1067 x 610 x 78 mm
- Répartiteur d'air : toile micro perforée différentiel Acotex, avec 2 différentes vitesses
- Nombre de ventilateurs : 3 pcs.
- Passage du fut de lampe : 1 pc., ø 95 mm

Salles d'opération 3, 4 et 5

ADMECO LUX LED 5SL/5SL Eclairage opératoire

Système spécialement optimisé pour l'intégration sous flux laminaire

- Intensité lumineuse : 2 x 160'000 lx
- Suspension : tube de suspension, 2 bras horizontaux et 2 bras à ressort
- Rotation : 1 x 360° / 1 x 330°



ADMECO MED Portique technique de distribution d'énergie et fluides «2l»

- Type : MVB «2l», à 2 côtés / côté anesthésie et côté chirurgie
- Aluminium anodisé
- Dimensions : 3483 x 151 x 181 mm
- Hauteur de passage libre : 1965 mm

ADMECO Jupe de guidage type «cabine»

- Dimensions : 2537 x 2537 mm
- Hauteur : dessous du cadre à 2100 mm du sol fini
- Epaisseur de verre : 6.0 mm

ADMECO Eclairage indirect du champ opératoire

Indirect, variable, forme un anneau lumineux autour du champ opératoire stérile

- Dimensions : 4 pcs. 2537 x 151 x 151 mm
- Equipé de : 8 armatures d'éclairage
- Puissance d'éclairage : env. 1000 lx



Year of construction: 2016
No of operating theatres: 3

OR 3 and OR 4

ADMECO Recirculation air system ULD 26/26 V3, differential flow

Ultra clean ventilation (UCV) system 2.6 x 2.6 m, recycling air unit, vertical low turbulence flow, differential flow

- Outer dimensions: 2537 x 2537 x 570 mm
- Air intake duct: 1 pc.
- Filter seal: double sealing system, permanent monitoring
- No of filters: 4 pcs. H14 915 x 915 x 78 mm
2 pcs. H14 915 x 610 x 78 mm
2 pcs. H14 1067 x 610 x 78 mm
- Airflow distribution: Acotex, differential flow via single-layer tissue distributor with high core and low edge speeds
- No of ventilators: 3 pcs.
- OT lamp tripod passage: 1 pc., centered, ø 95 mm

OR 3, OR 4 and OR 5

ADMECO LUX LED 5SL/5SL Surgical light

Air-stream optimised surgical lights, especially designed for use under UCV systems.

- Illumination intensity: 2 x 160'000 lx
- Fitting: 1 ceiling pendant with 2 brackets and 2 spring arms
- Range of movement: 1 x 360° / 1 x 330°

ADMECO MED Media supply bridge «2l»

- Type: MVB «2l», 2-sided / anesthesia and surgery
- Aluminium anodized
- Outer dimensions: 3483 x 151 x 181 mm
- Free range: 1965 mm

ADMECO Air guiding skirt type «cabin»

- Outer dimensions: 2537 x 2537 mm
- Height: MFP 2100 mm
- LSG thickness: 6.0 mm

ADMECO Indirect OR field lighting

Dimmable, non-reflecting, all around OR field lighting, directly onto the outflow frame

- Dimensions: 4 pcs. 2537 x 151 x 151 mm
- Equipped with: 8 pcs. surface mounted luminaires, 4-sided around UCV system
- Illuminance in OR field: ca. 1000 lx

