



ADMECO LUX LED 5SL/3SL Operationsleuchte (1. Generation)

Strömungsoptimierte OP-Leuchten – speziell entwickelt zum Einsatz unter TAV-Decken

- Beleuchtungsstärke: total 220'000 lx
- Aufhängung: 1 Deckenstativ mit 2 Auslegern und 2 Federarmen
- Bewegungsfreiheit: 1 x 360° / 1 x 330°
- Raumhöhe: bereits ab 2.45 m

ADMECO MED Medienversorgungsbrücke «U»

- Typ: MVB «U», 3-seitig
- Aluminium anodisiert
- Abmessung: 3179 x 151 x 181 mm
- Freie Durchgangshöhe: 1965 mm

ADMECO Luftleitschürze als Kabine

- Abmessung: 2877 x 2877 mm
- Höhe: 900 mm
- Glasdicke VSG: 6 mm

ADMECO indirekte OP-Feldbeleuchtung

Blendfreie, dimmbare Beleuchtung des sterilen OP-Feldes

- Abmessung: 4 Stk. 2877 x 151 x 151 mm
- Bestückt mit: 8 Stück Balkenleuchten
- Beleuchtungsstärke im OP-Feld: ca. 1500 lx bis zu 2000 lx

ADMECO OP-Leuchtbandsystem

- Abmessung: 151 x 151 mm
- Balkenleuchten: 4 Stk

ADMECO Akustik-Metalldeckensystem

Zur Reduktion des Raumschallpegels

- Raumfläche: ca. 24 m²
- Material: Feinststahlblech





ADMECO LUX LED 5SL/3SL éclairage opératoire (1ère génération)

Système spécialement optimisé pour l'intégration sous flux laminaire

- Intensité lumineuse: total 220'000 lx
- Suspension: tube de suspension, 2 bras horizontaux et 2 bras à ressort
- Rotation: 1 x 360° / 1 x 330°
- Hauteur de la salle d'op: min. 2.45 m

ADMECO MED portiques de distribution d'énergie et fluides «U»

- Type: MVB «U», (à trois cotés)
- Aluminium anodisé
- Dimensions: 3179 x 151 x 181 mm
- Hauteur de passage libre: 1965 mm

ADMECO jupe de périphérie de guidage de l'air type «cabine»

- Dimensions: 2877 x 3181 mm
- Hauteur: 900 mm
- Épaisseur du verre: 6 mm

ADMECO éclairage indirect du champ opératoire

Indirect, variable, forme un anneau lumineux autour du champ opératoire stérile

- Dimensions: 4 pcs. 2877 x 151 x 151 mm
- Équipé de: 8 armatures d'éclairage
- Puissance d'éclairage: env. 1500 lx à env. 2000 lx



ADMECO bandeau lumineux

- Dimensions: 151 x 151 mm
- Armatures d'éclairage: 4 pcs.

ADMECO système de plafond en métal

Pour minimiser le niveau de bruit

- Surface: env. 24 m²
- Matériel: tôle d'acier fine



ADMECO LUX LED 5SL/3SL surgical light (1st generation)

Air-stream optimised surgical lights, especially designed for use under UCV systems.

- Illumination intensity: total 220'000 lx
- Fitting: 1 ceiling pendant with 2 brackets and 2 spring arms
- Range of movement : 1 x 360° / 1 x 330°
- Recommended room height: at least 2.45 m

ADMECO MED media supply bridge «U»

- Type: MVB «U» to ULD 32/32, 3-sided
- Aluminium, colourless anodized
- Outer dimensions: 3179 x 151 x 181 mm
- Free range: 1965 mm

ADMECO air guiding skirt type «cabin»

- Dimensions: 2877 x 3181 mm
- Height: ca. 900 mm
- LSG thickness: 6 mm

ADMECO indirect OR field lighting

Dimmable, non-reflecting

- Dimensions: 4 pcs. 2877 x 151 x 151 mm
- N° of luminaires: 8 pcs., 4-sided around UCV system
- Illuminations intensity: approx. 1500 lx up to 2000 lx



ADMECO OR luminous band

- Dimensions: 151 x 151 mm
- Luminaires: 4 pcs.

ADMECO acoustic metal ceiling system

To reduce significantly the sound level

- Room area: approx. 24 m²
- Material: fine sheet steel